

# Kommunikaatori Domino Pro lühikasutusjuhend

KOMMUNIKAATOR on juhtmevaba aparaat Sulle kõne ja muusika edastamiseks võimendatult läbi kõrvaklappide või silmuse kaudu kuuldeaparaati. Aparaat koosneb vastuvõtjast, saatjast ja sisekõrvaklappidest, töökaugusega teineteisest kuni 25 m tubades.

## KASUTAMINE

### AKUDE LAADIMINE

- Aseta võrgupistik laadija pesasse.
- Ühenda vastuvõtja ja saatja laadijaga – selleks on karbis vajalik laadimisjuhe.
- Laadimisaeg 2,5 tundi. Tööaeg täislaetud akudega on 8 tundi.
- Akud vajavad laadimist, kui saatja või vastuvõtja ülemistele ümmarguste nuppude kohal olevad rohelised või oranžid tuled vilguvad.

**VASTUVÕTJA** - kasutades üksinda vastuvõtjat kodus, tööl või poes olles. Vaata pilti valge juhendiraamatu lk. 335.

- Torka kõrvaklappide pistik vastuvõtja korpuse paremal küljel asuvasse ülemisse pistikupessa.
- Vastuvõtja sisselülitamiseks vajuta väiksemale ümmargusele nupule (asub kahe kandilise nupu vahel), süttib roheline tuli väikse ümmarguse nupu kohal.

#### Helitugevuse reguleerimine

- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „+“ märgile vajutades helitugevus suureneb.
- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „-“ märgile vajutades helitugevus väheneb.

#### Tämbri reguleerimine

- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „<“ märgile vajutades suurendatakse tämbri basse.
- Vastuvõtja keskel asuva suure ümmarguse nupu „>“ märgile vajutades suurendatakse tämbri kõrgeid toone.

**Vastuvõtja mugavalt saatjaga** - ilma tülikate juhtmeteta. Vaata pilte valge juhendiraamatu lk. 332, 333, 334, 336, 337 ja 339.

- Saatja sisselülitamiseks vajuta tema keskel asuvale suuremale ümmargusele nupule, süttib nupu kohal olev roheline tuli.
- Vastuvõtjaga saatja kuulamiseks vajuta vastuvõtja parempoolsele kandilisele nupule, millel on kiri **RF**, korraks süttib nupu kohal olev roheline tuli.
- Saatja mikrofone väljalülitamiseks tuleb vajutada vastuvõtja vasakpoolsele nupule, millel on kiri **MIC**, korraks süttib nupu kohal olev roheline tuli.
- **Üheaegne kuulamine** saatjast tulevat heli (läbi saatja mikrofone või saatjaga ühendatud juhtme kaudu heliallikast) ja vastuvõtja mikrofonist. Selleks tuleb vajutada korraga vastuvõtja nuppudele **RF** ja **MIC** kuni süttivad rohelised tuled nuppude RF ja MIC kohal.

### Saatja ja vastuvõtja ring- ja suunamikrofonide valik

- Vastuvõtja sisselülitamisel hakkab tööle ringmikrofon
- **Vastuvõtja suunamikrofoni sisselülitamiseks** vajuta vastuvõtja vasakpoolsele kandilisele nupule, millel on kiri **MIC**, korraks süttib nupu kohal olev oranž tuli.
- Vastuvõtjaga saatja kuulamiseks ringmikrofoniga vajuta vastuvõtja parempoolsele kandilisele nupule, millel on kiri **RF**, korraks süttib nupu kohal olev roheline tuli.
- **Vastuvõtjaga saatja kuulamiseks suunamikrofoniga** vajuta vastuvõtja parempoolsele kandilisele nupule, millel on kiri **RF**, korraks süttib nupu kohal olev oranž tuli.

**Vastuvõtja koos silmusvõimendiga** - kasutatakse kodus, tööl või poes olles. Vaata pilti valge juhendiraamatu lk 338.

- Ostes endale silmusvõimendi, saate vastuvõtjat kasutada koos oma kuuldeaparaadiga,
- Torka silmusvõimendi pistik vastuvõtja korpuse paremal küljel asuvasse ülemisse pistikupessa.
- Vastuvõtja sisselülitamiseks vajuta väiksemale ümmargusele nupule (asub kahe kandilise nupu vahel), süttib roheline tuli väikse ümmarguse nupu kohal.
- Lülitaga oma kuuldeaparaat asndisse **T**.

**Saatja ja vastuvõtja väljalülitamiseks vajutage nende ülemistele ümmargustele nuppudele, kuni kustuvad nende kohal olevad rohelised tuled.**

**Saatja ja vastuvõtja kaasaskandmine** – selleks on kolm turvalist võimalust:

- Kinnitage vastuvõtja ja saatja tagaküljel oleva klambri nad riide taskute või reväärde külge.
- Kaelaskandmiseks kinnitaga kaelapael vastavalt juhendiraamatu tagakaane pildi järgi kinnitusklambri õnarustesse.
- Saatja võite asetada ka töö-, teleri- või söögilauale - vaata pilte valge juhendiraamatu lk. 333, 334, 336, 337, 338 ja 339.

NB! Täiendav erialane lisateave originaaljuhendi lisan – ainult inglise keeles

Maaletooja:



Kadrimardi OÜ

Mobiil/ Cell phone/Mo6: +372 5115340

[ks@kadrimardi.ee](mailto:ks@kadrimardi.ee)

[www.kadrimardi.ee](http://www.kadrimardi.ee)